

 Östra Göinge kommun	Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	Upprättad av Ola Svensson (systemförvalt) Lotta Tyrberg (MAS)	Fastställt datum 2023-11-15
Dokumentnamn Rutin för nödöppning av digitala läkemedelsskåp	Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9	Berörda verksamheter Hälsa och omsorg	Diarienummer

Rutin för nödöppning av digitala läkemedelsskåp

Notera att låset blir obrukbart vid nödöppning. Nödöppning ska därför ske vid undantagsfall och för att förhindra vårdskada.

Kontrollera

- Kontrollera att nyckeln har batteri och är synkad
- Förvissa dig om att korrekt hantering av låsöppning utförs
- Be kollega testa med annan nyckel - alternativt vikarienyckel

Kontakta Trygg hemgång samt vid behov sjuksköterska 07:15 – 22:00

- Be Trygg hemgång testa med sin nyckel
- Trygg hemgång tar vid behov beslut om nödöppning
- Vid behov kontaktas sjuksköterska för ställningstagande om läkemedelstillförsel är nödvändig innan problemet med skåpet är löst

Kontakta sjuksköterska 22:00-07:15

- Be sjuksköterska testa med sin nyckel
- Sjuksköterska tar ställning till om läkemedelstillförsel är nödvändig innan problemet med skåpet är löst
- Sjuksköterska tar vid behov beslut om nödöppning

Nödöppning

- Utrustning och instruktion för nödöppning finns på Västanvid -Trygg hemgång och Tuvan - sjuksköterskeexpeditionen
- Nödöppning utförs enligt instruktion. Nytt skåp rekvideras

Om flera lås inte går att öppna eller flera nycklar inte fungerar. Kontakta Swedlock support på telefon: 010-434 86 60